

# V129 | AirCurve 10 CS Pacewave - ResMed®

| Parâmetros                   | CPAP | ASV | ASV - Auto | Intervalo     |
|------------------------------|------|-----|------------|---------------|
| Pressão fixa                 | ●    |     |            | 4 - 20        |
| EPAP                         |      | ●   |            | 4 - 15        |
| EPAP min / máx               |      |     | ●          | 4 - 15        |
| PS min                       |      | ●   | ●          | 0 - 6         |
| PS máx                       |      | ●   | ●          | 5 - 20        |
| Tempo de Rampa               | ●    | ●   | ●          | Desl / 5 - 45 |
| EPAP / Pressão inicial rampa | ●    | ●   | ●          | 4 - 15        |
| SmartStart                   | ●    | ●   | ●          | On / Off      |

Notas: ASV: Trata automaticamente eventos Centrais. ASV Auto: Trata automaticamente eventos Centrais & Obstrutivos.  
O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.