V129 | DreamStation Auto SV - Philips Respironics®

Parâmetros	CPAP	AutoSV	Intervalo
Pressão fixa	•		4 - 20
Pressão máx		•	4 - 30
EPAP min / máx		•	4 - 20
PS min		•	0 - (Pmáx - EPAP máx)
PS máx		•	0 - (Pmáx - EPAP min)
FR		•	Off, Auto, 4 - 30
Ti*		•	0, 5 - 3
Tempo subida		•	0 - 3
Flex	•	•	Off, 1, 2, 3
Tempo de Rampa	•	•	Desl / 5 - 45
EPAP / Pressão inicial rampa	•	•	4 - EPAP min
Ligar / Desligar Auto	•	•	On / Off

^{*}Esta definição só é apresentada se PS máx. for superior a zero e BPM não estiver definida para Deslig. ou Auto. O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.