

V958 | DreamStation AutoCPAP – Philips Respironics®

PARÂMETROS	CPAP	CPAP- Check	INTERVALO
Pressão	●	●	4 - 20
C-Flex	●	●	0 - 3
EZ Start	●	●	On / Off
Smart Ramp	●	●	On / Off
Tempo Rampa	●	●	0 - 45
Início Rampa	●	●	4 - Até Pressão
Auto-Trial	●	●	On / Off
Ligar / Desligar Auto	●	●	On / Off

O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.

PARÂMETROS	CPAP	CPAP- Check	INTERVALO
Pressão	●	●	4 - 20
C-Flex	●	●	0 - 3
EZ Start	●	●	On / Off
Smart Ramp	●	●	On / Off
Tempo Rampa	●	●	0 - 45
Início Rampa	●	●	4 - Até Pressão
Auto-Trial	●	●	On / Off
Ligar / Desligar Auto	●	●	On / Off