

V958 | AirSense 10 Autoset / Autoset for Her - ResMed®

PARÂMETROS	CPAP	AutoSet	AutoSet for Her*	INTERVALO
Pressão fixa	●			0 - 20
Pressão min		●	●	4 - 20
Pressão máx		●	●	4 - 20
Resposta		●		Standard / Suave
APE	●	●	●	On / Off
Nível de APE	●	●	●	1, 2, 3
Tempo de Rampa	●	●	●	Desl, 5 - 45, Auto
Pressão Inicial Rampa	●	●	●	4 - Pressão min (APAP) 4 - Pressão Programada (CPAP)
SmartStart	●	●	●	On / Off

Notas: Para validar um menu ou alterar parâmetros, deverá pressionar o botão de Seleção.
O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.
*Apenas disponível nos equipamentos AutoSet for Her

PARÂMETROS	CPAP	AutoSet	AutoSet for Her*	INTERVALO
Pressão fixa	●			0 - 20
Pressão min	●	●		4 - 20
Pressão máx	●	●		4 - 20
Resposta	●			Standard / Suave
APE	●	●	●	On / Off
Nível de APE	●	●	●	1, 2, 3
Tempo de Rampa	●	●	●	Desl, 5 - 45, Auto
Pressão Inicial Rampa	●	●	●	4 - Pressão min (APAP) 4 - Pressão Programada (CPAP)
SmartStart	●	●	●	On / Off

Notas: Para validar um menu ou alterar parâmetros, deverá pressionar o botão de Seleção.
O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.
*Apenas disponível nos equipamentos AutoSet for Her