

V962 | AirCurve 10 VAuto - ResMed®

PARÂMETROS	CPAP	VAuto	MODOS	INTERVALO
Pressão fixa	●			4 - 20
IPAP			●	4 - 25
EPAP			●	2 - IPAP
IPAP máx		●		4 - 25
EPAP mín		●		4 - IPAP máx
PS		●		0 - 10
Tempo de Rampa	●	●	●	0 - 45
EPAP / Pressão inicial rampa	●	●	●	4 - EPAP mín
APE	●			On / Off 1, 2, 3
Easy-Breathe			●	On / Off
SmartStart	●	●	●	On / Off

Trigger: Muito alto = Mais sensível / Muito baixo = Pouco sensível.
O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.