

V962 | S9 AUTO25 - ResMed®

Parâmetros	CPAP	VAuto	Intervalo
Pressão fixa	●		4 - 20
IPAP			4 - 25
EPAP			2 - IPAP
IPAP máx		●	4 - 25
EPAP min		●	4 - IPAP máx
PS		●	0 - 10
Timáx		●	0, 3 - 4
Timin		●	0, 1 - Timáx
FR			Off / 10
Trigger / Ciclo		●	Muito Alto / Alto / Médio / Baixo / Muito Baixo
Rise Time			100 - 900
Tempo de Rampa	●	●	0 - 45
EPAP inicial rampa		●	4 - EPAP min
APE	●		On / Off 1, 2, 3
SmartStart	●	●	On / Off

Trigger: Muito alto = Mais sensível / Muito baixo = Pouco sensível.
O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.