

V958 | S9 Auto-Set – ResMed®

PARÂMETROS	CPAP	APAP	INTERVALO
Pressão fixa	●		0 – 20
Pressão min		●	4 – 20
Pressão máx		●	4 – 20
APE	●	●	On / Off
Nível de APE	●	●	1, 2, 3
Tempo Rampa	●	●	0 - 45
Pressão Inicial Rampa	●	●	4 - Pressão min (APAP) 4 - Pressão Programada (CPAP)
SmartStart	●	●	On / Off

O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.