

V958 | DreamStation AutoCPAP – Philips Respironics®

Parâmetros	CPAP	APAP	CPAP-Check	Intervalo
Pressão fixa	●		●	4 - 20
Pressão min/máx		●		4 - 20
C-Flex/C-Flex+	●	●	●	On/Off / 1 - 3
A - Flex		●		On/Off / 1 - 3
EZ Start	●	●	●	On/Off
OptiStart		●		On/Off
Auto-Trial	●		●	On/Off
Smart Ramp	●	●	●	On/Off
Tempo Rampa	●	●	●	0 - 45
Início Rampa	●	●	●	4 - Até Pressão/Pmin
Ligar/Desligar Auto	●	●	●	On/Off

*Esta definição só é apresentada se PS máx. for superior a zero e BPM não estiver definida para Deslig. ou Auto.
O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.