

V963 | BiPAP 40 - Philips Respironics®

PARÂMETROS	CPAP	S	S/T	PC	T	AVAPS-AE	INTERVALO
Pressão Fixa	●						4 - 20
AVAPS		●	●	●	●		Lig / Desl
Freq AVAPS		●*	●*	●*	●	●	0.5 - 5.0
VC		●*	●*	●*	●	●	200 - 1500 ml
IPAP		●	●	●	●		4 - 40
IPAP máx		●*	●*	●*	●		4 - 40
IPAP mín		●*	●*	●*	●		4 - IPAP máx
EPAP		●	●	●			4 - 25
P máx						●	6 - 40
PS máx						●	2 - 36
PS mín						●	2 - 36
EPAP máx						●	4 - 25
EPAP mín						●	4 - 25
FR			●	●	●	●	0 - 40 (4 - 40 no modo T) (Desl., Auto ou 1 a 40 modo AVAPS-AE)
Ti			●	●	●	●	0.5 - 3.0
Tempo de Subida		●	●	●	●	●	1 (100ms) - 6 (600ms)
Trigger	●	●	●	●	●	●	Auto-Trak / Sensitive / Fluxo
AAM		●	●	●	●		Lig / Desl

* Apenas disponível se AVAPS ligado.

O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.