

EO – 150 – EOVE® - Modos Ventilatórios com Circuito Simples com Válvula

PARÂMETROS	PSV	PSV-VT	(A)PCV	(A)VCV	PSIMV	VSIMV	ADULTO/PEDIÁTRICO
PEEP	●	●		●	●	●	Desl/1 - 25/20
P Insp (PS)/P Insp min	●	●	●		●	●	5 - 49 (PS + PEEP ≤ 50)
P Inspiratória máx	●	●	●				10 - 50 (P máx + PEEP ≤ 50, P insp < P máx)
FR	●	●	●	●	●	●	5 - 60 (40 SIMV)/80 (60 SIMV)
Ti			●	●	●	●	0.3 - 2.5
Ti Reserva	●	●					Auto/0.3 - 2.5
Ti min/Ti máx	●	●			●	●	0.3 - 2.5
Trigger Inspiratório	●	●	●	●	●	●	Desl/Auto/1 - 5
Trigger Expiratório	●	●			●	●	Auto/10% - 90%
Tempo de Subida	●	●	●		●	●	1 - 5 (100 - 500/250)
Vt/Vt Target		●	●	●		●	Desl/300 - 2500/30 - 600
Fluxo				●			1 (retangular), 2 (quadrado)