

EO – 150 – EOVE® - Modos Ventilatórios com Circuito Simples com Fuga (Válvula Passiva)

PARÂMETROS	CPAP	ST	VTs	PAC	MPP	MPV	C-Flow	ADULTO/PEDIÁTRICO
Pressão Fixa	●							4 - 20
IPAP/IPAP mín		●		●	●			6 - 50
IPAP máx			●	●			●	7 - 50
EPAP		●	●	●	●	●		4 - 25/20
FR		●	●	●	●	●		5 - 60 (40 SIMV) / 80 (60 SIMV)
Ti				●				0.3 - 2.5
Ti Reserva		●	●					Auto/0.3 - 2.5
Ti mín/Ti máx		●	●		●	●		0.3 - 2.5
<i>Trigger</i> Inspiratório		●	●	●				Desl/Auto/1 - 5
<i>Trigger</i> Expiratório		●	●		●			Auto/10 - 90
Tempo de Subida		●	●	●		●		1 - 5 (100 - 500/250)
Vt/Vt Target			●	●		●		Desl/300 - 2500/30 - 600
Fluxo						●		1 (retangular) / 2 (quadrado)
Fluxo							●	10 - 60/2 - 25
P máx							●	7 - 50