

V912/V951 | Vivo 55 – Breas®

PARÂMETROS	CPAP	PSV	PSV (TgV)	PCV	PCV (TgV)	PCV (A)	PCV (A+TgV)	PCV-SIMV	PCV-MPV	VCV	VCV (A)	VCV-SIMV	VCV-MPV	INTERVALO
P. Fixa / CPAP	●													4 - 20
P.inspiratória (IPAP)		●	●	●	●	●	●	●	●					4 - 50
PEEP (EPAP)		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		Off, 2 - 30
PS								●				●		4 - 50
FR /Taxa					●	●	●	●		●	●	●		4 - 40
FR segurança		●	●						●				●	4 - 40
TgV (volume alvo)			●		●		●							Off, 100 - 2500
Vc										●	●	●	●	100 - 2500
P. Insp min/máx			●		●		●							4 - 50
Ti				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.3 - 5
Ti segurança		●	●											0.3 - 5
Ti min / Ti máx		●	●											Off, 0.3 - 3
Tempo Subida		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1-9 / 50%-90%(VCV)
Trigger Inspiratório		●	●			●	●	●	●		●	●	●	Off, 1 - 9
Trigger Expiratório		●	●					●				●		1 - 9
Padrão Fluxo										●	●	●	●	Quadrado, Desacelerado

O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.