

V963 | Prisma 25ST - Löwenstein®

PARÂMETROS	CPAP	APAP	S	autoS	ST	autoST	T	INTERVALO
Pressão	●	●*						4 - 20
Resposta		●						Standard/Dinâmica
SoftPAP	●	●						0,1,2,3
Bi SoftPAP			●	●	●	●		Off, 1, 2, TriLevel *2
IPAP			●		●		●	4 - 25
EPAP			●		●		●	4 - 25
(E)EPAP*3 min/máx				●		●		4 - 23
autoPDIFF				●		●		On/Off
PDIFF / PDIFF min/máx			●*4	●	●*4	●		0 - 21
F (FR)					●	●*5	●	Off, 0 - 35
Ti / Tprog			●		●		●	25 - 67%
R. Insp (Tempo subida)			●	●	●	●	●	1 - 3
Trigger Insp			●	●	●	●		Auto, 1 - 3

* Pmin e Pmáx - 4 a 20
*2 Na opção "TriLevel" possibilidade de ajuste de uma EEP AP (pressão no fim da expiração)
*3 Apenas disponível se autoPDIFF estiver "On" ou na opção "TriLevel"
*4 Apenas possível programar se opção TriLevel ativada
*5 Possibilidade de ajustar FR automática

O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.