

V963 | Prisma 30 ST - Löwenstein®

PARÂMETROS	CPAP	APAP	S	ST	autoST	T	aPCV	INTERVALO
Pressão	●	●* ¹						4 - 20
Resposta		●						Standard/Dinâmica
SoftPAP	●	●						0,1,2,3
Bi SoftPAP			●	●	●			Off, 1, 2, TriLevel * ²
IPAP			●	●		●	●	4 - 30
EPAP			●	●		●	●	4 - 30 (4-25 modoT e aPCV)
(E)EPAP* ³ min/máx					●			4 - 25
IPAP min/máx			●	●	●	●	●	4 - 30
Volume alvo			●	●	●	●	●	off, 300 - 2000
autoPDIFF					●			On/Off
PDIFF / PDIFF min/máx			●* ⁴	●* ⁴	●			0 - 26
F (FR)				●	●* ⁵	●		Auto, 0 - 35 (5-35 modoT)
Ti						●	●	0.3 - 4
Ti min/máx			●	●	●			0.3 - 4
Ti timed (backup)				●				Auto, 0.3 - 4
Ramp IN (Tempo Subida)			●	●	●	●	●	0 - 3
Ramp EX (Tempo Queda)			●	●	●	●	●	1 - 3
Trigger IN			●	●	●		●	Auto, 1 - 3
Trigger EX			●	●	●			Auto, 1 - 3

*¹ Pmin e Pmáx - 4 a 20
*² Na opção "TriLevel" possibilidade de ajuste de uma EEP AP (pressão no fim da expiração)
*³ Apenas disponível se autoPDIFF estiver "On" ou na opção "TriLevel"
*⁴ Apenas possível programar se opção TriLevel activada
*⁵ Possibilidade de ajustar FR automática