V963 | S9 VPAP ST - ResMed®

PARÂMETROS	CPAP	S	ST	Т	PAC	iVAPS	INTERVALO
Pressão Fixa	•						4 - 20
IPAP		•	•	•	•		4 - 25
EPAP		•	•	•	•	•	2 - 25
FR			•	•	•		5 - 50
iBR (FR Alvo)			•			•	8 - 30
Va Alvo						•	1 - 30 l/min
PS min						•	0 - 20
PS máx						•	0 - 23
Ti				•	•		0.3 - 4.0
Ti máx		•	•			•	0.3 - 4.0
Ti min		•	•			•	0.1 - 4.0
Tempo de Subida		•	•	•	•	•	150 - 900
Trigger Inspiratório		•	•		•	•	Muito Alto / Muito Baixo
Ciclo (Trigger Expiratório)		•	•			•	Muito Alto / Muito Baixo

Trigger: Muito Alto = Mais sensível | Muito Baixo = Pouco sensível.

O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.