

V963 | Stellar 100/150 - ResMed®

PARÂMETROS	CPAP	E	ST	C	PAC	iVAPS *	INTERVALO
Pressão Fixa	●						4 - 20
IPAP		●	●	●	●		2 - 40
EPAP		●	●	●	●	●	4 - 25
Auto-EPAP *						●	Lig / Desl
EPAP min/máx *						●	2 - 25
FR			●	●	●		5 - 60
iBR (FR Alvo) *						●	8 - 30
Va Alvo *						●	1 - 30
PS min/máx *						●	0 - 20 / 30
Ti				●	●		0.3 - 4.0 s
Ti min/máx		●	●			●	0.3 - 4.0 s
Tempo de Subida		●	●	●	●	●	min/100 - 900
Tempo de Queda		●	●	●	●	●	min/100 - 400
Trigger Inspiratório		●	●		●	●	Muito Alto / Muito Baixo
Ciclo (Trigger Expiratório)		●	●			●	Muito Alto / Muito Baixo

* Apenas disponível no modelo Stellar 150.

O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.