

V963 | Vivo 1 e 2 - Breas®

PARÂMETROS	CPAP	S	PSV	S/T	T*	PCV+A* ¹	INTERVALO
P. Fixa / CPAP	●						4 - 20
IPAP		●	●	●	●	●	4 - 25 / 30 * ¹
EPAP		●	●	●	●	●	2 - 20
TgV (volume alvo)* ¹		●	●	●	●	●	100 a 1500
IPAP máx* ²		●	●	●	●	●	4 - 30
IPAP min* ²		●	●	●	●	●	4 - 20
FR		●	●	●	●	●	0 - 40
Ti			●	●	●	●	0,3 - 3
Ti min		●	●	●			Off, 0.3 - 3
Ti máx		●	●	●			Off, 0.3 - 3
Tempo Subida		●	●	●	●	●	1 - 9
Trigger Inspiratório		●	●	●		●	1 - 9
Trigger Expiratório		●	●	●			1 - 9

*¹ Apenas disponível no modelo Vivo2
*² Apenas disponível quando TgV ativo

O uso do equipamento não dispensa a consulta do manual.