

# V963 | Vivo 3 - Breas®

| PARÂMETROS                 | CPAP | S | PSV | S/T | T | PCV+A | HFNC | INTERVALO    |
|----------------------------|------|---|-----|-----|---|-------|------|--------------|
| P. Fixa / CPAP             | ●    |   |     |     |   |       |      | 4 - 20       |
| Fluxo                      |      |   |     |     |   |       | ●    | 4 - 60       |
| IPAP                       |      | ● | ●   | ●   | ● | ●     |      | 4 - 40       |
| EPAP                       |      | ● | ●   | ●   | ● | ●     |      | 2 - 20       |
| TgV (volume alvo)          |      | ● | ●   | ●   | ● | ●     |      | 100 a 1500   |
| IPAP máx* <sup>1</sup>     |      | ● | ●   | ●   | ● | ●     |      | 4 - 40       |
| IPAP mín* <sup>1</sup>     |      | ● | ●   | ●   | ● | ●     |      | 4 - 20       |
| Auto EPAP                  |      | ● | ●   | ●   | ● | ●     |      | On - Off     |
| EPAP mín/máx* <sup>2</sup> |      | ● | ●   | ●   | ● | ●     |      | 2 - 20       |
| PS mín/máx* <sup>3</sup>   |      | ● | ●   | ●   | ● | ●     |      | 2 - EPAP mín |
| FR                         |      | ● | ●   | ●   | ● | ●     |      | 0 - 40       |
| Ti                         |      |   | ●   | ●   | ● | ●     |      | 0.3 - 3      |
| Ti mín                     |      | ● | ●   | ●   |   |       |      | Off, 0.3 - 3 |
| Ti máx                     |      | ● | ●   | ●   |   |       |      | Off, 0.3 - 3 |
| Tempo subida               |      | ● | ●   | ●   | ● | ●     |      | 1 - 9        |
| Trigger Inspiratório       |      | ● | ●   | ●   |   | ●     |      | 1 - 9        |
| Trigger Expiratório        |      | ● | ●   | ●   |   |       |      | 1 - 9        |

\*<sup>1</sup> Apenas disponível quando TgV ativo  
\*<sup>2</sup> Apenas disponível se auto EP AP ativo  
\*<sup>3</sup> Apenas disponível se auto EP AP e TgV ativo