



Consulte abaixo as boas práticas para o carregamento da bomba de insulina t:slim X2. Estas sugestões destinam-se apenas a efeitos de informação. Para informações mais detalhadas acerca do funcionamento da bomba de insulina t:slim X2, consulte o manual de utilizador.

Boas práticas



- + Verifique o indicador do nível de carga com regularidade
- + Carregue a bateria diariamente durante 15 a 20 minutos
- + Utilize o cabo USB fornecido pela Tandem e o adaptador de parede para carregar
- + Durante o carregamento, certifique-se de que o símbolo do relâmpago está presente no ícone da bateria (ver imagem da esquerda)
- + Retire o cabo USB quando a bateria da bomba atingir os 100%
- + A Tandem não recomenda carregar a bateria durante a noite
- + Se receber um alerta de nível de carga baixo, carregue a bomba logo que possível
- + Evite descarregar totalmente a bateria com frequência (deixar a bateria da bomba chegar a 0%)
- + Se a bateria ficar totalmente descarregada (a 0%), é possível que o ecrã não ligue de imediato depois de ligar o dispositivo à corrente. A luz LED na parte superior da bomba piscará com a cor verde até atingir um nível de carga suficiente para ativar o ecrã.



Informações importantes de segurança: a bomba de insulina t:slim X2 destina-se à administração de insulina por via subcutânea, a débitos fixos e variáveis, para a gestão da diabetes mellitus em pessoas que requerem insulina. A bomba consegue comunicar, de forma fiável e segura, com dispositivos compatíveis, ligados digitalmente. A bomba é indicada para utilização em indivíduos com idade igual ou superior a seis anos. A bomba destina-se a um único utilizador e a uso doméstico. A bomba destina-se a ser utilizada com insulina NovoRapid ou Humalog de 100 unidades. Os utilizadores da bomba devem: estar dispostos a utilizar a bomba de insulina e todos os outros componentes do sistema de acordo com as suas respetivas instruções de utilização; efetuar os testes de glicemia como recomendado pelo seu profissional de saúde; demonstrar capacidades adequadas de contagem de hidratos de carbono; demonstrar capacidades suficientes de autogestão da diabetes; consultar o profissional de saúde regularmente; e ter visão e/ou audição adequadas para reconhecer todas as funções da bomba, incluindo os alertas. A bomba t:slim X2 tem de ser retirada antes de quaisquer exames de RM, TAC, ou diatermia. Para informações adicionais importantes de segurança, visite tandemdiabetes.com/safetyinfo.

CMR-DB205/1

© 2022 Tandem Diabetes Care, Inc. Todos os direitos reservados. Tandem Diabetes Care e t:slim X2 são marcas registadas ou marcas comerciais da Tandem Diabetes Care, Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países. Todas as marcas de terceiros são propriedade dos respetivos titulares. ML-1009964_A

