

Folha de transferência de configuração

Para utilização com a bomba de insulina t:slim X2™



LINHA DE APOIO

800 783 435

GRÁTIS | 365 DIAS | 24H/DIA
✉ ptvitalaire-diabetes@airliquide.com

NOME

DATA (DIA/MÊS/ANO)

PASSO 1

Introduza todos os segmentos de tempo de cada configuração da bomba atual na tabela correspondente:

DÉBITO BASAL		
☒	Hora	Débito Basal
☐	00:00	
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
Dose basal total:		

FATOR DE SENSIBILIDADE À INSULINA / FSI		
☒	Hora	FSI
☐	00:00	
☐		
☐		
☐		
☐		

RÁCIO DE HIDRATOS DE CARBONO		
☒	Tempo	Rácio HC
☐	00:00	
☐		
☐		
☐		

GLICOSE-ALVO		
☒	Tempo	Alvo
☐	00:00	
☐		
☐		
☐		

PASSO 2

Introduza a seguinte configuração da bomba atual:

DURAÇÃO DE INSULINA	BÓLUS MÁXIMO	AUTO-OFF
		☐ ON ☐ OFF

PASSO 3

A. Transfira **todos os segmentos de tempo** das tabelas à esquerda na coluna HORA para a tabela Perfil Pessoal por ordem cronológica.

B. Transfira **todas as configurações do PASSO 1** (Débito Basal, Fator de sensibilidade à insulina, rácio de hidratos de carbono e glicose-alvo) às horas correspondentes na tabela abaixo. Assinale cada definição do Passo 1 à medida que avança.

PERFIL PESSOAL					
Hora		Basal	FSI	Rácio HC	Alvo
00:00	▶ ORGANIZE PRIMEIRO TODOS OS TEMPOS DO PASSO 1 ▼				
		Débito basal total			

PASSO 4

- Certifique que **TODOS** os segmentos de tempo estão corretos e que todas as configurações estão transferidas.
- Utilize esta tabela para transferir a configuração para a bomba de insulina Tandem t:slim X2.