

V963 | DreamStation BiPAP ST/BiPAP AVAPS - Philips Respironics®

PARÂMETROS	CPAP	S	ST	T*	PC *	INTERVALO
Pressão	●					4 - 20
IPAP		●	●			4 - 30
EPAP		●	●			4 - 25
AVAPS *		●	●	●	●	ON/OFF
IPAP máx *		●	●	●	●	6 - 30
IPAP mín *		●	●	●	●	EPAP + 2 - 30
VC		●	●	●	●	200 -1500 ml
FR			●	●	●	0 - 30
Ti			●	●	●	0.5 - 3.0 seg
Tempo de Subida		●	●	●	●	1 - 6
Rampa	●	●	●	●	●	0 - 40 min
Trigger	●	●	●	●	●	Auto - Trak digital
Flex / Bi-Flex	●	●	●	●	●	[1 ; 3]
AAM *		●	●	●	●	ON - OFF
EPAP mín/máx **		●	●	●	●	4 - 25
PS **		●	●	●	●	0 - 26

* Apenas disponível no Dreamstation Bi PAP AVAPS

** Apenas disponível com o Modo AAM activo